

Apresentação

05 Seringas de Selante Fluroshield Matizado com 2g cada e 20 pontas aplicadoras;
05 Seringas de Selante Fluroshield Branco Opaco com 2g cada e 20 pontas aplicadoras;
01 Seringa de Selante Fluroshield Branco Opaco com 2g cada e 03 pontas aplicadoras;
04 Seringas de Selante Fluroshield Branco com 2g cada e 12 pontas aplicadoras;
04 Seringas de Selante Fluroshield Matizado com 2g cada e 12 pontas aplicadoras;
01 Seringa de Selante Fluroshield Matizado com 2g e 03 pontas aplicadoras.

Composição

Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325.

Indicações de Uso

FluroShield é indicado para o selamento de fóssulas e fissuras da face de dentes posteriores que apresentam anatomia complexa, em pacientes com alta atividade cariogênica e em dentes recém erupcionados.

Precauções/Advertências

Recomenda-se a utilização de óculos de proteção para pacientes, profissionais e auxiliares durante todos os procedimentos clínicos. FluroShield selante de fóssulas e fissuras contém monômeros polimerizáveis que podem causar sensibilização da pele (Dermatite Alérgica de Contato) em indivíduos suscetíveis. Após contato, lavar completamente a área com água e sabão. Se ocorrer sensibilização ou outra reação alérgica, descontinuar o uso. FluroShield contém metacrilatos que podem ser irritantes para os olhos. Em caso de contato, lavar imediatamente com grande quantidade de água e procurar assistência médica.

Evitar o contato com pele, tecidos bucais e olhos. Se ocorrer um contato acidental, lavar as áreas com generosa quantidade de água. Se houver contato com os olhos, lavar imediatamente com grande quantidade de água e procurar por assistência médica. Após cada uso, remover a ponta aplicadora e descartá-la, repor a capa protetora na seringa para evitar a evaporação e ressecamento do produto. As seringas deverão ser descartadas após o uso, preferencialmente em lixo hospitalar ou locais apropriados.

Modo de Usar

- Limpar a superfície oclusal, incluindo as fóssulas e fissuras utilizando taça de borracha e pedra pomes, lavar e secar.
 - Isolar todo o quadrante a ser selado com dique de borracha ou outro método adequado de isolamento.
 - Aplicar o Condicionador Dental Gel sobre toda a face oclusal e deixar atuar por 30 a 60 segundos. Nos dentes deciduos este tempo poderá ser aumentado em até 90 segundos.
 - Remover o Condicionador Dental Gel com o auxílio de um sugador de saliva de alta potência e um vigoroso spray de água / ar por no mínimo 15 segundos e secar com ar.
 - O esmalte corretamente condicionado deverá ter um aspecto fosco e esbranquiçado. Se alguma área não se apresentar com este aspecto, recondicionar por mais 15 a 20 segundos.
- Obs.: Se não estiver usando isolamento absoluto, isolar novamente todo o quadrante. Um campo seco é essencial para o sucesso da aplicação do selante.
- Evitar que língua, tecidos moles, saliva ou sangue entre em contato com as superfícies condicionadas. Ocorrendo contaminação das superfícies, recondicionar por mais 10 segundos.
- Fixar a ponta aplicadora cuidadosamente ao corpo da seringa, testar o fluxo do material longe do campo operatório.
 - Dispensar o selante diretamente sobre a superfície oclusal a ser selada e com o auxílio de um pincel, estender o selante até o meio dos planos inclinados das cúspides, evitando-se áreas de interferência oclusal.
 - Fotopolimerizar cada superfície selada por 20 segundos.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55 -
Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 10186370018 (Fluroshield)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Indústria Brasileira

Importado e Distribuído por:

Dentsply Argentina S.A.C.I.Gral. Enrique Martínez 657/661 - CP 1426BBI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección Técnica: Maria Veronica Ibarra MN
Nº 16837 - Autorizado por ANMAT PM 1093-105 - Dentsply Chile Comercial
Ltda.-Valenzuela Castillo 1063 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº84-47 - Bogotá, D.C - Colombia, Registro
INVIMA: 2016DM-0014744

FluroShield

Selante para Fóssulas e Fissuras

Instruções de Uso

- Antes de remover o isolamento, examinar todas as superfícies para avaliar o grau de cobertura, se necessário, aplicar pequena quantidade de selante estendendo às áreas vizinhas e fotopolimerizar por mais 20 segundos.
- Após a remoção do isolamento, certificar-se da ausência de interferências oclusais, se houver interferências, proceder o ajuste oclusal.

Cuidados de Conservação

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e ao abrigo da luz solar direta.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade:Fluroshield: 24 meses

Uso Único. Uso Profissional.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55 -
Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 10186370018 (Fluroshield)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Indústria Brasileira

Importado e Distribuído por:

Dentsply Argentina S.A.C.I.Gral. Enrique Martínez 657/661 - CP 1426BBI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección Técnica: Maria Veronica Ibarra MN
Nº 16837 - Autorizado por ANMAT PM 1093-105 - Dentsply Chile Comercial
Ltda.-Valenzuela Castillo 1063 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B N°84-47 - Bogotá, D.C - Colombia, Registro
INVIMA: 2016DM-0014744