

CIMENTO CIRÚRGICO ODAHCAM

Cimento Odontológico

Descrição

Cimento Cirúrgico Odahcam é indicado para uso em cirurgias periodontais, ósseas e mucogengivais ou em vestibuloplastia, o Cimento Cirúrgico Odahcam é um material à base de Óxido de Zinco e Eugenol, cujas propriedades físicas o tornam ideal para uso como protetor sobre a área operada após a cirurgia. Além de suas excelentes propriedades de adesão e plasticidade, o Cimento Cirúrgico Odahcam é apresentado numa coloração rósea, o que favorece o resultado estético na eventualidade da presença de restos de sangue na área operada.

Apresentação

Pó: Frasco com 50g.

Líquido: Frasco com 20ml.

Composição

Pó: Óxido de Zinco; Acetato de Zinco; Breu; Ácido Tânico ao Éter e Celulose.

Líquido: Eugenol, Óleo de Oliva e Corante.

Precauções

1. O Cimento Cirúrgico Odahcam Líquido contém Eugenol, o qual pode causar irritação à pele, mucosa bucal e olhos. Em caso de contato prolongado, lavar a região afetada com grande quantidade de água. Em casos mais sérios de envolvimento dos olhos, procurar assistência médica.
2. Produtos contendo óleos essenciais, como Eugenol, podem causar reações alérgicas em pessoas suscetíveis. Caso exista um histórico de alergia a óleos essenciais, descontinuar o uso.
3. Manter os frascos hermeticamente fechados e ao abrigo de luz solar direta.

Modo de Usar

Misturar pó e líquido numa proporção que permita obter uma consistência semelhante à massa de vidraceiro. Isolar a palma da mão e os dedos com o pó do cimento e fazer um rolete numa dimensão tal que permita o recobrimento de toda a área operada que se estenda até a superfície dos dentes aos quais ficará aderido.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 36 meses

Uso Único. Uso Profissional.

Fabricado e distribuído por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua Alice Hervê, 86 – CEP 25665-010 - Petrópolis-RJ
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 721 1200
Responsável Técnico: Marcelle Cortezia – CRF/RJ nº 7999
Registros ANVISA nº 10186370179
11.71.004-0000 Rev.: 07

Importado e Distribuído por:

Dentsply Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661 - CP 1426BBI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección Técnica: Nora Canoura - MN 2800
Dentsply Chile Comercial Ltda. - Valenzuela Castillo 1063 - Providencia
Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 – Bogotá, D.C - Colombia