

Apresentação:

Forma de Apresentação: 1 frasco com conta-gotas contendo 4,5 ml, no seguinte código 634354.

Composição

Tetrafenilborato de Sódio; 2-Hidroxietil metacrilato; Resina Uretano Dimetacrilato; Óxido de Fosfina; Canforoquinona 4-Dimetilamino Benzonitrila; Hidroxitolueno butilado; Acetona; Água Deionizada.

Indicações de Uso

Importante: Para obter indicações específicas para o adesivo, consulte as Instruções de Uso do adesivo para foto polimerização escolhido.

Em combinação com os adesivos Prime&Bond ou XP Bond:

- É indicado para adesão de pinos de endodontia/restaurações em combinação com cimentos de resina para auto/foto polimerização.
- É indicado para adesão de compostos para auto/foto polimerização e núcleos fundidos.
- Em combinação com o kit de acessórios para adesão do amalgama para fixação de restaurações de amalgama.

Contraindicações

Importante: Para obter indicações específicas, consulte as Instruções de Uso para o adesivo para foto polimerização selecionado.

- O Ativador de auto polimerização é contraindicado para aplicações em tecidos da polpa dentária.
- O Ativador de auto polimerização é contraindicado para uso em pacientes com histórico de reação alérgica a resinas de metacrilato ou quaisquer outros componentes.

Advertências

O Self Cure Activator contém metacrilatos polimerizáveis que podem ser irritantes para a pele, olhos e mucosa oral e podem causar dermatite de contato alérgico em pessoas sensíveis a estes materiais.

- Evite contato com os olhos para evitar irritações e possíveis danos à córnea. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com quantidades abundantes de água e procure cuidados médicos.
- Evite contato com a pele para evitar irritações e possíveis reações alérgicas. Caso ocorra contato com a pele, remova imediatamente o material com algodão e álcool e lave cuidadosamente com água e sabão. Em caso de sensibilidade da pele ou coceira, interrompa o uso e procure cuidados médicos.
- Evite contato com tecidos moles/mucosas, para evitar inflamação. Caso ocorra contato acidental, remova o material dos tecidos. Lave a mucosa com quantidade abundante de água e expectore / evacue a água completamente. Caso a inflamação na mucosa persista, procure cuidados médicos.
- Materiais que contém eugenol ou peróxido de hidrogênio (água oxigenada) não devem ser utilizados com este produto, desde que os mesmos podem interferir com a secagem e causar amolecimento dos componentes poliméricos do material.
- Caso sejam utilizados fios de retração impregnados de minerais (por exemplo, componentes férricos) ou soluções hemostáticas com outros procedimentos adesivos, o selo em anexo pode ser afetado negativamente e provocar micro infiltrações, manchas na superfície e/ou falhas de restauração. Caso seja necessária retração gengival, recomenda-se o uso de fios não impregnados.
- O uso de um sistema de adesivos de foto polimerização pode reduzir o tempo de trabalho em sistemas de cimentos de resina de foto polimerização. Este efeito deve ser analisado em laboratório antes de seu uso clínico.
- Condições de armazenamento inadequadas podem encurtar a vida útil e provocar defeitos do produto.

Precauções

- Este produto destina-se ao uso somente de acordo com o que foi especificado nestas Instruções de Uso. Qualquer uso deste produto que não seja consistente com estas Instruções de Uso, será de responsabilidade exclusiva do profissional.
- Utilize óculos, vestimentas e luvas de proteção adequadas. É recomendado o uso de óculos de proteção.
- O contato com saliva e/ sangue durante a aplicação pode fazer com que a restauração não seja bem-sucedida. Recomenda-se o uso de dique dentário ou proteção.

Fabricado por:

DENTSPLY CAULK
38 West Clarke Avenue, Milford, DE 19963
Estados Unidos

Registrado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua Alice Hervê, 86 – CEP 25665-010 - Petrópolis-RJ
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 721 1200 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Marcelle Cortezia – CRF/RJ nº 7999
Registros ANVISA nº 80196889046
Revisão : 00

- Assim que o adesivo compatível for misturado com o Ativador de auto polimerização, aplique-o imediatamente às superfícies preparadas.
- O frasco do Ativador de auto polimerização deve ser bem fechado, imediatamente após o uso.
- Utilize-o somente em áreas bem ventiladas. Evite inalar o vapor.
- Inflamável: O Ativador de auto polimerização contém acetona. Mantenha-se longe de fontes de ignição.

Efeitos Adversos

- O produto pode irritar os olhos e a pele. Contato com os olhos: irritação e possível dano à córnea. Contato com a pele: irritação ou possível reação alérgica. Podem ser observadas manchas vermelhas na pele. Membranas mucosas: inflamação, edema, descamação.
- A inalação de vapores pode provocar diversos graus de danos ao tecido afetado e também aumentar a suscetibilidade de doenças respiratórias.

Instruções Passo a Passo

Proteção da Polpa e condicionamento dental:

Para Proteção da Polpa e condicionamento dental, siga as instruções de uso do respectivo adesivo.

Aplicação

1. Coloque de 1 a 2 gotas de adesivo compatível em um pote misturador padrão limpo. Coloque a tampa imediatamente.
2. Coloque no mesmo pote, um número igual de gotas do Ativador de auto polimerização. Coloque a tampa imediatamente. Misture o conteúdo de 1 a 2 segundos com uma ponta de escova nova e limpa.
3. Usando um pincel descartável, aplique o adesivo/ativador misturado, molhando todas as superfícies dos dentes uniformemente, conforme as instruções de uso do adesivo de foto polimerização.
4. Remova o solvente, secando suavemente com ar limpo, seco a partir de uma seringa odontológica, conforme indicado nas Instruções de uso do adesivo de foto polimerização. A superfície deve ter uma aparência brilhante uniforme. Caso não tenha esta aparência, repita a aplicação e faça a secagem com ar. A superfície não deve conter áreas com adesivos de espessura excessiva ou concentrações. Repita a secagem/evaporação descrita acima, se necessário.

Polimerização inadequada devido à evaporação insuficiente de solvente:

Siga as instruções de evaporação acima.

Foto polimerização:

Foto polimerize a mistura de adesivo e ativador de auto polimerização, conforme orientado na instrução de uso do adesivo de foto polimerização. Dica Técnica: A foto polimerização de uma aplicação do Adesivo Autocondicionante Universal XP BOND e mistura ativadora não é necessária quando utilizada em conjunto com as resinas e cimentos de restauração da DENTSPLY. Consulte as instruções de uso do Adesivo auto condicionante Universal XP BOND.

Preparação para restauração:

1. Trate a superfície para restauração indireta de acordo com as instruções do fabricante ou do laboratório dentário, isto é, decapagem, desbaste mecânico e/ou aplicação do Agente de Acoplamento (Conforme Instruções de Uso).
2. Aplique o adesivo/ativador na superfície interna de fixação da restauração, conforme orientado nas instruções de uso do adesivo de foto polimerização.

Colocação / Cementação:

Prepare, misture e aplique o composto para auto/foto polimerização ou cimento de resina de foto polimerização, de acordo com as instruções do fabricante.

Fabricado por:

DENTSPLY CAULK
38 West Clarke Avenue, Milford, DE 19963
Estados Unidos

Registrado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua Alice Hervê, 86 – CEP 25665-010 - Petrópolis-RJ
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 721 1200 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Marcelle Cortezia – CRF/RJ nº 7999
Registros ANVISA nº 80196889046
Revisão : 00

Instruções de Uso

SELF CURE ACTIVATOR

Resina Auto fotopolimerizável para reembasamento próteses

DENTSPLY
BRASIL

Cuidados de Conservação

Condições de armazenamento: Mantenha longe da luz do sol e armazene em local bem ventilado a temperaturas entre (2°C – 24°C/35°C – 75°F).

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 02 anos.

USO PROFISSIONAL.

Fabricado por:

DENTSPLY CAULK

38 West Clarke Avenue, Milford, DE 19963
Estados Unidos

Registrado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.

Rua Alice Hervê, 86 – CEP 25665-010 - Petrópolis-RJ

CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira

www.dentsply.com.br – SAC: 0800 721 1200 (Somente no Brasil)

Responsável Técnico: Marcelle Cortezia – CRF/RJ nº 7999

Registros ANVISA nº 80196889046

Revisão : 00