



Condicionador de Porcelanas

Mantener fuera del alcance de crianças.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Keep out of reach of children.

Uso profesional
Uso profesional
Professional use

■ DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza 1926 - Distrito Industrial,
Praiaununga - SP, CEP: 13833-412 - CNPJ: 3116239/0001-55 -
CNPJ: 3116239/0001-55 -
Central de Atendimento: 0800 771 2226 (Somente no
Brasil) **Cadastro ANVISA:** 10186370043 - **Responsável Técnico:**
Luz Carlos Crepaldi - CRQ-SP-04208396 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. - Gral. Enrique Martínez 657/661 -
CP 1426BB1 C. A. B. A. - Dirección Técnica: Nora Camoura MN
N.º: 2800 - Autorizado por ANMAT PM 1095-25
DENTSPLY Chile Comercial Ltda. - Miguel Claro 285 - Providencia -
DENTSPLY Chile
DENTSPLY Finance Co. - Carrera 198 N.º 94-47 - Bogotá, D.C. -
Colombia

06.21.1235.0000 - Rev. 01



Condicionador de Porcelanas

3ª dobra

2ª dobra

1ª dobra

CONDICIONADOR DE PORCELANAS

Condicionadores ácidos

APRESENTAÇÃO

Embalagem contendo 01 seringa de 2,5mL.

COMPOSIÇÃO

Ácido fluorídrico a 10%, Água, Espessante e Corante.

INDICAÇÕES DE USO

O Condicionador de Porcelanas é um gel a base de ácido fluorídrico na concentração de 10% indicado para o condicionamento ácido de porcelanas com o objetivo de aumentar a adesão à restauração.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS

- SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO.
- Este produto contém ácido fluorídrico, evite o contato com o esmalte, dentina, olhos e pele. Caso ocorra contato, lave com água saturada com bicarbonato de sódio. Para olhos e pele, persistindo a irritação, procure assistência médica.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

REPARO DE PORCELANAS

- 1- Prepare um bisel de 2-3mm de extensão, jatear com óxido de alumínio e lavar com spray de água.
- 2- Faça o ataque ácido na porcelana com o Condicionador de Porcelana por 4-5 minutos, lavar, enxaguar bem e secar completamente.
- 3- Aplique o Silano Agente de Ligação Dentsply de acordo com as instruções de uso.
- 4- Aplique o adesivo e o compósito de acordo com as instruções do fabricante.

REPARO DE PORCELANA / METAL

- 1- Prepare a porcelana (bisel de 2-3mm).
- 2- Jateie com óxido de alumínio o metal e a porcelana, lave com spray de água e seque.
- 3- Aplique o Condicionador de Porcelana somente na superfície da porcelana por 4-5 minutos, lavar enxaguar e secar.
- 4- Aplique o adesivo e o compósito de acordo com as instruções do fabricante.

REPARO DE COMPÓSITOS HÍBRIDOS

- 1- Prepare um bisel de 2-3mm, jatear com óxido de alumínio e lavar com água.
- 2- Aplique o Condicionador de Porcelana sobre a restauração, por 60 segundos, lavar com spray de água e secar completamente.
- 3- Aplique o Silano Agente de Ligação Dentsply de acordo com as instruções.
- 4- Aplique o adesivo e o compósito de acordo com as instruções do fabricante.

PREPARO DE FACETAS VENEER DE PORCELANA

- 1- Isole a face externa das facetas veneer de porcelana com cêra.
- 2- Aplique o Condicionador de Porcelanas na face interna da faceta veneer de porcelana por 4-5 minutos, lave cuidadosamente com spray de água ou banho ultrassônico e seque.
- 3- Aplique o Silano Agente de Ligação Dentsply na superfície condicionada de acordo com as instruções de uso.
- 4- Proceda a cimentação com o cimento resinoso EnForce com Flúor, conforme instruções para a cimentação adesiva de facetas veneer de porcelana.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Mantener ao abrigo de calor e umidade.

Nº LOTE

Vide Rótulo.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos.

USO PROFISSIONAL

3ª dobra

2ª dobra

1ª dobra

ACONDICIONADOR DE PORCELANAS

Acondicionadores Ácidos

PRESENTACION

Jeringa con 2,5mL.

COMPOSICION

Ácido fluorídrico a 10%, Agua, Espesante e Corante.

USO INDICADO

Adecuado para el grabado ácido de porcelanas con el objetivo de aumentar la adhesión de la restauración.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CUIDADO ESPECIAL

- SOLO USO DENTAL.
- Este producto contiene ácido fluorhídrico, evite el contacto con el esmalte, la dentina, los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar con agua saturada de bicarbonato sódico. Para los ojos y la piel.
- Para persiste irritación de ojos y piel, solicite atención médica.

INSTRUCCIONES PARA USO DEL PRODUCTO

REPARACION DE PORCELANAS

- 1- Preparar un bisel de 2-3mm de extensión , pasar oxido de aluminio y lavar con spray de agua.
- 2- Hacer el grabado ácido de la porcelana con el Acondicionador de Porcelana durante 4-5 minutos, lavar, enjuagar y secar bien.
- 3- Aplicar Silano Agente de Unión de acuerdo a las instrucciones de uso.
- 4- Aplicar el adhesivo y el composite de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

REPARACIÓN DE PORCELANA / METAL

- 1 - Preparar la porcelana (bisel 2-3mm).
- 2 - Desgastar el metal y la porcelana con óxido de aluminio, lavar con spray de agua y secar.
- 3 - Aplicar el Acondicionador de Porcelana sólo en la superficie de porcelana durante 4-5 minutos, lavar, enjuagar y secar.
- 4 - Aplicar el adhesivo y el composite de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

REPARACION DE COMPOSITES HIBRIDOS

- 1- Preparar un bisel de 2-3m, pasar oxido de aluminio y lavar con spray de agua.
- 2- Aplicar Acondicionador de Porcelana sobre la restauración durante 60 segundos, lavar con spray de agua y secar bien.
- 3- Aplicar Silano agente de unión Dentsply de acuerdo a las instrucciones.
- 4- Aplicar adhesivo o composite de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

PREPARACION DE CARILLAS VENEER DE PORCELANA

- 1- Aislar la cara externa de las carillas de porcelana con cera.
- 2- Aplicar acondicionador de porcelana en la cara interna de la carilla de porcelana durante 4-5 minutos, lavar con cuidado con spray de agua o baño de ultrasonido y secar.
- 3- Aplicar Silano agente de unión Dentsply a la superficie acondicionada de acuerdo a las instrucciones de uso.
- 4- Proceder a la cementación con cemento a base de resinas Enforce con fluor, de acuerdo a las instrucciones para cementación adhesiva de las carilla veneer de porcelana.

RESTRICCIONES

Ninguna.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Mantener alejado del calor y la humedad.

LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA ELIMINACIÓN

La jeringa vacía no se reutilicen y eliminación de residuos.

FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE

Ver la etiqueta.

PLAZO DE VALIDEZ

2 Años.

USO PROFESIONAL

DENTSPLY PORCELAIN CONDITIONER

Acid Conditioners

PRESENTATION

Package containing 01 syringe of 2.5 mL.

COMPOSITION

Hydrofluoric acid at 10%, Water, Thickener, and Coloring.

INDICATIONS FOR USE

Porcelain Conditioner is a gel with a hydrofluoric acid base at the concentration of 10%, indicated for acid conditioning of porcelains with the objective of increasing the adhesion to the restoration.

PRECAUTIONS/WARNINGS

- ONLY FOR ODONTOLOGICAL USE.
- This product contains hydrofluoric acid. Avoid contact with enamel, dentin, eyes, and skin. If contact occurs, wash with water saturated with sodium bicarbonate. For eyes and skin, if irritation persists, seek medical assistance.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

REPAIR OF PORCELAINS

- 1- Prepare a bezel of 2-3 mm, blast with aluminum oxide and wash with water spray.
- 2- Do the acid attack on the porcelain with the Porcelain Conditioner for 4-5 minutes, wash, rinse well, and dry completely.
- 3- Apply the Dentsply Silane Bonding Agent according to the instructions for use.
- 4- Apply the adhesive and the composite according to the instructions from the manufacturer.

REPAIR OF PORCELAIN / METAL

- 1- Prepare the porcelain (bezel of 2-3mm).
- 2- Blast the metal and the porcelain with aluminum oxide, wash with water spray and dry.
- 3- Apply the Porcelain Conditioner only on the porcelain surface for 4-5 minutes, wash, rinse, and dry.
- 4- Apply the adhesive and the composite according to the instructions from the manufacturer.

REPAIR OF HYBRID COMPOSITES

- 1- Prepare a bezel of 2-3mm, blast with aluminum oxide and wash with water.
- 2- Apply the Porcelain Conditioner over the restoration, for 60 seconds, wash with water spray, and dry completely.
- 3- Apply the Dentsply Silane Bonding Agent according to the instruction.
- 4- Apply the adhesive and the composite according to the instructions from the manufacturer.

PREPARATION OF PORCELAIN VENEER FACETS

- 1- Isolate the external face of the porcelain veneer facets with wax.
- 2- Apply the Porcelain Conditioner on the internal face of the porcelain veneer facet for 4-5 minutes, wash carefully with water spray or ultrasonic bath and dry.
- 3- Apply the Dentsply Silane Bonding Agent on the conditioned surface according to the instructions for use.
- 4- Proceed with cementation with the Enforce resinous cement with Fluoride, according to the instructions for the adhesive cementation of porcelain veneer facets.

CARE FOR STORAGE

Keep away from heat and humidity.

LOT N°

See Label.

VALIDITY

2 years.

PROFESSIONAL USE