

Apresentação

Endofill é um cimento endodôntico que apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. Seu tempo de presa, aproximadamente 20 minutos, permite eventuais correções durante os procedimentos clínicos. Endofill líquido é um produto à base de eugenol que em união com o Endofill pó (base de óxido de zinco) dá origem a um cimento destinado exclusivamente a obturação de canais radiculares, juntamente com material obturador endodôntico. Estudos ainda indicam que o eugenol, dadas as suas propriedades, apresenta um leve efeito analgésico, possibilitando assim excelentes resultados com pacientes.

Endofill Pó: Frasco contendo 12g - **Endofill Líquido:** Frasco contendo 10ml

Composição

Endofill Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Cálcio.
Endofill Líquido: Eugenol, Óleo de Amêndoas e BHT.

Indicações de Uso

Endofill é indicado para cimentação em obturação de canais radiculares.

Contraindicações

Não se aplica.

Advertências e Precauções

Endofill Líquido contém eugenol, o qual pode causar irritação à pele, mucosa bucal e olhos. Em caso de contato prolongado, lavar a região afetada com abundante quantidade de água. Em casos mais sérios de envolvimento de olhos, procurar assistência médica.

Produtos contendo óleos essenciais, como eugenol, podem causar reações alérgicas em pessoas suscetíveis. Caso exista um histórico de alergia a óleos essenciais, descontinuar o uso.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Instruções Passo a Passo

1. Selecionar o cone de guta ou de prata adequado para o caso.
2. Dispensar 3 gotas do líquido na placa de mistura previamente esterilizada.
3. Adicionar pó ao líquido de forma gradativa até conseguir uma consistência tal que, ao colocar a espátula sobre a mistura e levantá-la irá formar-se um fio de cimento que se romperá quando atingir um comprimento de aproximadamente 2cm.
4. Em seguida, envolver totalmente o cone pelo cimento e levá-lo ao canal para sua obturação de acordo com as técnicas endodônticas convencionais.

NOTA: Endofill é solúvel em éter, xilol e clorofórmio.

Cuidados de Conservação

Armazenar temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e ao abrigo de luz solar direta.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 3 anos.

Proibido Reprocessar.

Uso Profissional.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55 -
Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 10186370150
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Dentsply Chile Comercial Ltda.
Valenzuela Castillo 1063 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B nº 84-47, Bogotá - D.C.Registro
Sanitario INVIMA 2010DM-0006779

Presentación

Endofill presenta las características esenciales de un cemento endodóntico: buena tolerancia de los periapicales, radiopacidad y impermeabilidad. El tiempo de trabajo de Endofill en el interior del conducto es de aproximadamente 20 minutos. Esto posibilita cualquier eventual corrección del cono de guta percha o plata, antes del endurecimiento. Endofill mantiene estabilidad de volumen después del endurecimiento y es soluble en éter, xilol y clorofórmio.

Frasco de polvo con 12g
Frasco de líquido con 10ml

Composición

La composición del Endofill es típica del cemento tipo Grossman:
POLVO: Oxido de Zinc, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bario y Borato de Sodio.
LIQUIDO: Eugenol, Aceite de Almendras Dulces y BHT.

Indicaciones del uso

Endofill está indicado para cementación en obturación de canales radiculares.

Contraindicaciones

No se aplica.

Advertencias y Precauciones

Endofill Líquido contiene eugenol. Evitar el contacto prolongado con la piel, mucosa bucal y ojos. Si ocurre contacto accidental, enjuagar el área atacada con gran cantidad de agua.

En caso de contacto con los ojos, procurar asistencia médica.

Endofill Líquido puede provocar reacción alérgica en personas susceptibles. En caso de existir una alergia conocida a aceites esenciales, descontinuar el uso.

Consérvese en temperatura Ambiente (15°C a 30°C). Mantenga al abrigo de luz solar directa.

Observaciones: En función de los ajustes realizados durante el proceso de fabricación, es necesario que el polvo y el líquido sean del mismo lote. En caso que esto no ocurra, se podrían producir alteraciones en el tiempo de fraguado.

El tiempo de fraguado puede ser ajustado colocando mayor proporción de uno u otro componente (Polvo/Líquido).

Se recomienda el uso de anteojos para mayor protección durante la utilización del producto, por parte del profesional, auxiliares y pacientes.

Efectos Adversos

No se aplica.

Instrucciones paso a paso

1. Seleccionar un cono de guta o plata adecuado al caso.
2. En una placa de vidrio 3 gotas de Endofill Líquido.
3. Adicionar gradualmente el polvo al líquido hasta obtener la consistencia ideal para el empleo. Esta consistencia de cemento es de aproximadamente 2cm antes de romperse.
4. En seguida, con el cono totalmente envuelto por el cemento proceder a la obturación del conducto con las técnicas de endodoncia convencionales.

NOTA: Endofill es soluble en éter, xilol y cloroformo.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55 -
Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 10186370150
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN N°: 2800
Dentsply Chile Comercial Ltda.
Valenzuela Castillo 1063 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B n° 84-47, Bogotá - D.C. Registro
Sanitario INVIMA 2010DM-0006779

Cuidados de Conservación

Almacenar en temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C y protegido de la luz solar directa.

Uso profesional.

Nº do Lote: Ver rótulo.

Plazo de Validez: 3 años

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55 -
Inscrição Estadual: 536.087.129.119 - www.dentsply.com.br -
Central de Relacionamento: 0800 771 2226 (Somente no Brasil)
Cadastro ANVISA: 10186370150
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. Dirección Técnica: Nora Canoura MN Nº: 2800
Dentsply Chile Comercial Ltda.
Valenzuela Castillo 1063 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B nº 84-47, Bogotá - D.C.Registro
Sanitario INVIMA 2010DM-0006779